







LA RICERCA È LA CURA

Eurofarm Spa

Zona Industriale Piano Tavola 95032, Belpasso (CT) - Italy

vendite.farmacia@eurofarm-spa.com
servizio.clienti@eurofarm-spa.com

Telefono: +39 095391346

www.eurofarm-spa.com





Made in Italy dal 1979

Dal 1979 **Eurofarm Spa** è un'azienda di **produzione leader nel settore medicale** specializzata nella ricerca, produzione e distribuzione di una vasta gamma di cerotti, bendaggi e medicazioni avanzate per il trattamento di ferite e lesioni cutanee.

Eurofarm opera nei canali ospedaliero e farmacia sull'intero territorio nazionale ed è presente in vari paesi europei ed extraeuropei attraverso distributori nazionali.



L'azienda

Eurofarm si estende su una superficie di **32.000 mq**, di cui 13.000 mq coperti tra uffici, depositi, ambienti a microclima controllato.

L'azienda dispone di una **moderna camera bianca di circa 800 mq**, un **laboratorio controllo qualità di avanzata tecnologia** ed un **sofisticato impianto di sterilizzazione** ad ossido di etilene, per consentire la ricerca e lo sviluppo continuo di nuovi prodotti e tecnologie.

L'AZIENDA È CERTIFICATA SECONDO LE NORME:

UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 13485





Da oltre 45 anni siamo tra le poche realtà produttive del settore

La nostra scelta strategica di produrre in Italia ci permette di monitorare il processo produttivo e di mantenere elevati standard qualitativi.

La nostra dedizione alla qualità, all'innovazione e al benessere dei nostri clienti ci ha permesso di crescere e affermarci come un punto di riferimento affidabile e rispettato nel campo della salute.



EUROFARM NEL MONDO

ARGENTINA
 AUSTRALIA
 AUSTRIA
 BANGLADESH
 BELGIO
 BOSNIA - ERZEGOVINA
 BULGARIA
 CILE
 CIPRO
 CROAZIA
 EMIRATI ARABI
 GERMANIA
 GIAPPONE
 GRECIA
 INDIA
 IRLANDA
 KAZAKISTAN
 KENYA
 KOREA
 MALTA
 NUOVA ZELANDA
 POLONIA
 PORTOGALLO
 REGNO UNITO
 REPUBBLICA Ceca
 ROMANIA
 SERBIA
 SLOVENIA
 SPAGNA
 SUD AFRICA
 USA
 VENEZUELA
 VIETNAM



SPRAY DETERGENTE

pag. 6

Vulnomed



CEROTTI

pag. 16

Eurostrips Aloe	Europor
Eurostrips	Eurosilk
Eurostrips Emo-Stop	Eurofix
Eurostrips Water Barrier Emo-Stop	Euroderm Roll
Enterafix	
Euroreel	



MEDICAZIONI

pag. 8

Euromed
 Euromed Aloe
 Euroderm Plus
 Eurometal
 Eurodressing



CEROTTI DA TAGLIO

pag. 14

Longfix Aloe
 Longfix



BENDE OCULARI

pag. 26

Europtical Occlusivo
 Europtical Non Occlusivo

CATALOGO PRODOTTI

LINEA FARMACIA



STRIPS PER SUTURA

pag. 28

Eurosuture



MEDICAZIONE TRACHEOSTOMICA

pag. 30

Tracheopad



MEDICAZIONE AVANZATA

pag. 32

Euronet Paraffin	Euroderm Foam Cavity
Hydromed	Euroderm Foam Heel
Hydromed Gel	Euroderm Foam Tracheo
Euroderm	Euroderm Foam
Euroderm Iodine	Euroderm Foam Plus
Silvermed	Euroderm Foam Plus Concave
Silvermed SB	Euroderm Foam Plus Sacral
Eurocell Hydro	Euroderm Foam Silicone
Eurocell Hydro Extra	Euroderm Foam Plus Silicone
Eurosorb	



LINEA SPORTIVA

pag. 52

Euroathletic Kls
Euroathletic Sport Tape
Eurosav



BENDAGGI

pag. 56

Eurelasto L	Eurozinc Alginate
Eurelasto L Latex Free	Eurozinc Bielast
Eurelasto F	Flebimed Short
Eurelasto	Flebimed Media
Eurozinc	Flebimed Forte
Eurozinc Elast	Flebimed Bielast

SPRAY DETERGENTE





- CON ALOE
- FAVORISCE LA CICATRIZZAZIONE
- DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
- PRATICO DA USARE

Prima di ogni medicazione...

VULNOMED

Soluzione salina spray sterile
con Argento Cloruro e Aloe vera



Detergente spray da applicare su ferite, piaghe, ustioni, eritemi, stomie, fistole, ragadi, punture di meduse e insetti. Può essere utilizzato per la detersione intima. Non brucia, non occorre risciacquo e risulta compatibile con i bendaggi elastici. **L'argento** previene la contaminazione microbica della medicazione e mantiene l'ambiente della lesione libero da batteri esogeni.

L'aloe vera è nota per le sue proprietà cicatrizzanti, riepitelizzanti e antisettiche.

Destinazione d'uso:

Vulnomed dispositivo medico, grazie al decylglucoside, l'estratto di aloe e l'argento, risulta essere completo e ben compatibile all'utilizzo di tutte le medicazioni avanzate, sia su cute integra, su mucose e/o cute lesa e infetta.

Le sue molteplici funzioni:

- **Detergente:** alterazione del PH vaginale e vulvovaginiti.
- **Antisettico:** riduce la carica batterica nelle lesioni infette e nelle ulcere vascolari.
- **Lenitivo:** dermatite da pannolino, arrossamenti, irritazioni.
- **Riparativo:** lesioni, eritemi, ustioni, abrasioni, escoriazioni, vesciche.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
501815	125 ml	1 pz	12	 A925008334



DETERSIONE
DI LESIONI CUTANEE



ABRASIONI
E USTIONI



IRRITAZIONI
CUTANEE



PUNTURE DI MEDUSE
E INSETTI



MEDICAZIONI





- TRASPIRANTE
- CONFORMABILE
- ALTAMENTE ASSORBENTE
- SUPPORTO IN TESSUTO NON TESSUTO SOFFICE E DELICATO
- RIMOZIONE INDOLORE
- LATEX FREE



EUROMED

Medicazione sterile monouso adesiva ipoallergenica delicata in tessuto non tessuto

Medicazione post-operatoria sterile, monouso, ipoallergenica, atraumatica, in tessuto non tessuto, conformabile e traspirante, con compressa centrale non aderente altamente assorbente.

Destinazione d'uso:

- Adatto per ferite post-chirurgiche e per il primo soccorso.
- Nel trattamento di lesioni, come tagli ed escoriazioni.
- Come medicazione secondaria su gel, pomate e altre medicazioni primarie.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
891800	5x7 cm	5 pz	24	 A923327694
891801	6x9 cm	6 pz	24	 A923381610
891802	8x10 cm	6 pz	24	 A923381608
891804	8x15 cm	6 pz	24	 A923381634
891805	10x20 cm	4 pz	24	 A925605875
717807	10x25 cm	50 pz	1	 A927263018
717808	10x30 cm	50 pz	1	 A927263020





- CON ALOE
- FAVORISCE LA CICATRIZZAZIONE
- ANTISETTICO
- SUPPORTO IN TESSUTO NON TESSUTO SOFFICE E DELICATO
- RIMOZIONE INDOLORE
- LATEX FREE



EUROMED ALOE

Medicazione sterile adesiva ipoallergenica con compressa centrale in aloe vera

Medicazione sterile adesiva ipoallergenica, monouso, atraumatica con compressa centrale in aloe vera. L'aloe vera svolge un'azione cicatrizzante, antisettica, riepitelizzante e rinfrescante. Compressa centrale super traspirante, elastica e conformabile. Assorbe senza aderire alla ferita.

Destinazione d'uso:

- Adatto per ferite post-chirurgiche e per il primo soccorso.
- Nel trattamento di lesioni, come tagli ed escoriazioni.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
891850	5x7 cm	6 pz	24	 A978241469
891852	10x10 cm	6 pz	24	 A978241471





EURODERM PLUS

Medicazione adesiva sterile in poliuretano trasparente resistente all'acqua

Medicazione post operatoria sterile, sottile, monouso, impermeabile all'acqua e ai batteri. Il supporto è realizzato in poliuretano trasparente e altamente traspirante. Presenta una compressa centrale che assorbe senza aderire alla ferita. L'impermeabilità di Euroderm Plus e la sua resistenza all'acqua offrono al paziente la possibilità di fare regolarmente doccia o bagno. Facile da applicare, non si lacera e presenta un'ottima tenuta nel posizionamento.

Destinazione d'uso:

Da utilizzare in particolare dove è necessaria una medicazione permeabile al vapore acqueo: ferite post-operatorie, abrasioni, ferite superficiali, ustioni minori, piaghe da decubito e per la protezione della cute nell'area perilesionale.

- IMPERMEABILE
- ALTAMENTE TRASPIRANTE
- ELEVATA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
- ELEVATA ADESIVITÀ, ANCHE DURANTE L'IMMERSIONE IN ACQUA
- BARRIERA CONTRO ACQUA E BATTERI

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
897600	5x7 cm	5 pz	24	 A927263044
897602	6x9 cm	5 pz	24	 A927263057
897603	10x10 cm	5 pz	24	 A927263069
897605	8x15 cm	5 pz	24	 A927263071
897607	10x25 cm	3 pz	24	 A927263083





EUROMETAL

Medicazione adesiva sterile ipoallergenica con compressa centrale in alluminio


Medicazione adesiva sterile, monouso con tampone centrale non aderente, assorbente, vaporizzato con alluminio purissimo ideale per la rimozione indolore su piaghe e ustioni. Conformabile, ipoallergenica e traspirante.

Destinazione d'uso:

- Per la medicazione di ustioni, ustioni da sostanze chimiche, ferite chirurgiche, primo intervento.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
891902	8x15 cm	6 pz	24	 A908284742

- RIMOZIONE INDOLORE
- NON ADERENTE ALLA FERITA
- TRASPIRANTE
- BASSA ESSUDAZIONE
- CONFORMABILE





- TRASPIRANTE
- IPOALLERGENICO
- ELEVATA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
- MEDIA/ALTA ESSUDAZIONE
- LATEX FREE



EURODRESSING

Medicazione sterile assorbente non adesiva in Tessuto non tessuto

Medicazione sterile, non adesiva, in tessuto non tessuto, non aderente, monouso, traspirante, ipoallergenica, altamente assorbente. Indicata in tutti quei casi ove sia necessario un rapido assorbimento di sangue e secreti.

Può essere applicata indifferentemente da entrambi i lati

Destinazione d'uso:

Da utilizzare per la medicazione di ustioni, abrasioni, ulcere, anche da decubito e in tutti gli altri casi ove sia necessario un rapido assorbimento di essudato e secreti, favorito anche dal cambio assolutamente atraumatico della compresse. Non si attacca alla ferita. **È indicato nei neonati a seguito della rimozione del cordone ombelicale.**

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
892103	10x10 cm	6 pz	24	 A908376179



CEROTTI DA TAGLIO





- ANTISETTICO
- INDICATO PER PELLI SENSIBILI
- COMPRESSA CENTRALE ASSORBENTE
- AZIONE LENITIVA
- TRASPIRANTE
- FAVORISCE LA CICATRIZZAZIONE
- MORBIDO ED ADATTABILE
- RITAGLIABILE SECONDO LE DIVERSE ESIGENZE
- LATEX FREE

LONGFIX ALOE

Cerotto in striscia in tessuto non tessuto con compressa centrale in Aloe vera

Cerotto adesivo da taglio con compressa in aloe vera, indicato per pelli sensibili. Traspirante, elastico, ipoallergenico, lenitivo. L'aloë vera svolge un'azione cicatrizzante e antisettica. È ritagliabile secondo le diverse esigenze.

Destinazione d'uso:

- Ideali per la copertura e protezione delle piccole ferite quotidiane come tagli, graffi ed escoriazioni.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
861002	6 cm x 0,5 m	1 pz	24	 A970434155
861003	8 cm x 0,5 m	1 pz	24	 A970434167
861005	6 cm x 1 m	1 pz	24	 A970434179
861006	8 cm x 1 m	1 pz	24	 A970434181



- INDICATO PER PELLI SENSIBILI
- COMPRESSA CENTRALE ASSORBENTE
- TRASPIRANTE
- FLESSIBILE
- FAVORISCE LA CICATRIZZAZIONE
- MORBIDO ED ADATTABILE
- RITAGLIABILE SECONDO LE DIVERSE ESIGENZE
- LATEX FREE

LONGFIX

Cerotto in striscia in tessuto non tessuto adesivo delicato

Cerotto adesivo da taglio in striscia in tessuto non tessuto. Traspirante, elastico, ipoallergenico, lenitivo, con compressa centrale assorbente non aderente. È ritagliabile secondo le diverse esigenze.

Destinazione d'uso:

- Ideali per la copertura e protezione delle piccole ferite quotidiane come tagli, graffi ed escoriazioni.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
740002	6 cm x 0,5 m	1 pz	24	 A923327617
740003	8 cm x 0,5 m	1 pz	24	 A923327629
740005	6 cm x 1 m	1 pz	24	 A925018588
740006	8 cm x 1 m	1 pz	24	 A925018590

CEROTTI





- CON ALOE
- TRASPIRANTE
- FAVORISCE LA CICATRIZZAZIONE
- PROPRIETÀ ANTISETTICHE
- RESISTENTI ALL'ACQUA



EUROSTRIPS ALOE

Cerotti sterili ipoallergenici

Cerotti in polietilene microforato rosa, altamente aerati, estensibili, traspiranti, idrorepellenti. La compressa, collocata al centro della zona adesiva, **è in aloe vera, nota per le sue proprietà riepitelizzanti, lenitive e antisetliche.**

La compressa non aderisce alla ferita grazie ad un particolare strato antiaderente, consentendo un distacco indolore del cerotto.

Destinazione d'uso:

- Utili per il primo soccorso, la medicazione ed il benessere.
- Per la medicazione di piccole ferite sulle dita o su altre parti del corpo ad alta mobilità.
- Punti di prelievo.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
826051	Medi 19 mm x 72 mm	20 pz	72	 A970177301
826056	Medi e Grandi 19 mm x 72 mm 25 mm x 72 mm	20 pz	72	 A971060114
826055	Assortiti	20 pz	72	 A971060090



LA COMPRESSA IN ALOE
VERA SVOLGE UN'AZIONE
RIEPITELIZZANTE, LENITIVA
E ANTISETTICA.





- RESISTENTI ALL'ACQUA
- TRASPIRANTI
- ELASTICI
- LATEX FREE

EUROSTRIPS

Cerotti sterili ipoallergenici

Cerotti in polietilene, traspiranti, sterili, resistenti all'acqua. Il supporto elastico permette un'ottima conformabilità.

Destinazione d'uso:

- Utili per il primo soccorso, la medicazione ed il benessere.
- Per la medicazione di piccole ferite sulle dita o su altre parti del corpo molto mobili.
- Punti di prelievo.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
826002	Medi 19 mm x 72 mm	24 pz	48	 A911294813
826003	Medi e Grandi 19 mm x 72 mm 25 mm x 72 mm	20 pz	48	 A925018537
826021	Assortiti	20 pz	48	 A923381558





- INTERROMPE IL SANGUINAMENTO DELLE PICCOLE FERITE
- EMOSTATICO
- ELASTICO
- IPOALLERGENICO
- TRASPIRANTE
- LATEX FREE

EUROSTRIPS EMO-STOP


Cerotti ad azione emostatica rapida

Cerotti sterili con tampone emostatico per piccole ferite. La speciale garza posta al centro della zona adesiva è **costituita da fibre super assorbenti che incrementano rapidamente il proprio volume** all'assorbimento del sangue ed effettuano di conseguenza un'azione emostatica che ne blocca la fuoriuscita.

Destinazione d'uso:

- Per la medicazione di piccole ferite.
- Interrompe il sanguinamento di piccole ferite.
- Fermano o contengono velocemente il sanguinamento.
- Per fistole.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
826283	31x72 mm	12 pz	24	 A973294465





- EMOSTATICO
- ELASTICO
- TRASPIRANTE
- IPOALLERGENICO
- IMPERMEABILE
- IN POLIURETANO TRASPARENTE
- LATEX FREE

EUROSTRIPS WATER BARRIER EMO-STOP

Cerotti trasparenti in PU ad azione emostatica rapida

Cerotti trasparenti in Poliuretano resistenti ad acqua, batteri e virus, con tampone emostatico. La speciale garza posta al centro della zona adesiva è costituita da **fibre super assorbenti che incrementano rapidamente il proprio volume** all'assorbimento del sangue ed effettuano di conseguenza un'azione emostatica che ne blocca la fuoriuscita. Flessibile, sterile, traspirante, sottile ed impermeabile ai batteri. Protegge la ferita in caso d'immersioni prolungate in acqua. Garantisce una rimozione indolore.

Destinazione d'uso:

- Per la medicazione di piccole ferite sulle dita o su altre parti del corpo molto mobili.
- Interrompono il sanguinamento delle piccole ferite.
- Ideali per doccia e bagno.
- Per fistole.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
831033	31x 72 mm	12 pz	24	 A980860757





- IPOALLERGENICO
- LATEX FREE



ENTERALFIX

Cerotto adesivo sterile in TNT per il fissaggio di sondini nasogastrici

Cerotto sterile per il fissaggio di sondini nasogastrici. Enteralfix è un cerotto adesivo in TNT rosa poroso conformabile costituito da un supporto in fibre di cellulosa, per il fissaggio alla cute di sondini nasogastrici per alimentazione enterale. Enteralfix è ipoallergenico con massa adesiva a base di acrilati, presenta elevata tollerabilità cutanea. Il cerotto è radiotrasparente, presagomato, pronto all'uso ed è rimovibile dalla cute in modo atraumatico e senza rilascio di residui, altamente permeabile all'aria e al vapore acqueo.

Destinazione d'uso:

- Da **utilizzare per il fissaggio** alla cute di **sondini per alimentazione enterale**.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
724551	6,2 x 5 cm	100 pz	1	 A973965078
PEDIATRICO 724552	3,7x 3 cm	100 pz	1	 A973965116





- PELLI DELICATE
- IPOALLERGENICO
- LATEX FREE

EUROREEL

Cerotto in cotone

Cerotto su rocchetto in cotone, aerato, con massa adesiva a base di ossido di zinco e caucciù.

Destinazione d'uso:

- Applicazioni particolari quali: il fissaggio di medicazioni e bendaggi, sondini, linee e tubi per uso sanitario.
- Ideale per kit primo soccorso.

BIANCO

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
801011	1,25 cm x 5m	1 pz	36	 A908544846
801012	2,5 cm x 5m	1 pz	24	 A908544859
801015	5 cm x 5m	1 pz	12	 A908544861



ROSA

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
802011	1,25 cm x 5m	1 pz	36	 A927263689
802012	2,5 cm x 5m	1 pz	24	 A927262941
802015	5 cm x 5m	1 pz	12	 A927262954



- PELLI DELICATE
- IPOALLERGENICO
- LATEX FREE

EUROPOR

Cerotto in tessuto non tessuto

Cerotto su rocchetto in tessuto non tessuto a base di fibre di cellulosa, poroso, aerato, con massa adesiva ipoallergenica.

Destinazione d'uso:

- Applicazioni particolari quali: il fissaggio di medicazioni e bendaggi, sondini, linee e tubi per uso sanitario.
- Ideale per kit primo soccorso.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
807001	1,25 cm x 5m	1 pz	36	 A908544909
807002	2,5 cm x 5m	1 pz	24	 A908544911
807005	5 cm x 5m	1 pz	12	 A908544923



- PELLI DELICATE
- IPOALLERGENICO
- LATEX FREE

EUROSILK

Cerotto in seta

Cerotto su rocchetto in seta per pelli delicate, aerato, con massa adesiva ipoallergenica.

Destinazione d'uso:

- Applicazioni particolari quali: il fissaggio di medicazioni e bendaggi, sondini, linee e tubi per uso sanitario.
- Ideale per kit primo soccorso.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
809001	1,25 cm x 5m	1 pz	36	 A908544873
809002	2,5 cm x 5m	1 pz	24	 A908544885
809005	5 cm x 5m	1 pz	12	 A908544897



- PELLI DELICATE
- TRASPIRANTE
- CONFORMABILE
- FACILMENTE RITAGLIABILE
- RIMOZIONE DELICATA ED ATRAUMATICA
- LATEX FREE



EUROFIX

Cerotto adesivo in rotolo in tessuto non tessuto

Cerotto adesivo in rotolo in tessuto non tessuto altamente permeabile all'aria, morbido, dermatofilo e ipoallergenico. Lo speciale adesivo non viene indebolito da acqua e secreti. La carta siliconata, a protezione del lato adesivo, è provvista di pretaglio per facilitare il distacco.

È indicato per il fissaggio di ogni tipo di medicazione. Delicato sulla pelle.

Destinazione d'uso:

- Per il fissaggio di ogni tipo di medicazione, sondini e canule.
- Ideale per il copribendaggio.
- Per il fissaggio di medicazioni su articolazioni e su parti del corpo soggette a movimenti frequenti.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
891702	5 cm x 5 m	1 pz	24	 A923381560
891704	5 cm x 10 m	1 pz	24	 A974478986
891708	10 cm x 2,5 m	1 pz	24	 A987456593
891705	10 cm x 10 m	1 pz	12	 A974478962
891706	15 cm x 10 m	1 pz	24	 A974478911
715004	20 cm x 10 m	1 pz	24	 A922317603
715006	30 cm x 10 m	1 pz	24	 A911294650



- IMPERMEABILE
- RITAGLIABILE
- IDEALE PER TATUAGGI
- TRASPIRANTE
- TRASPARENTE
- CONFORMABILE
- LATEX FREE

EURODERM ROLL

Medicazione trasparente in poliuretano in rotolo

Film adesivo in poliuretano trasparente in rotolo, flessibile ed impermeabile a liquidi e batteri. Adattabile a zone anatomiche irregolari in quanto può essere agevolmente tagliato nella misura desiderata. Assicura un fissaggio ottimale a tutti i tipi di medicazione e garantisce un'elevata traspirazione cutanea.

Il supporto trasparente consente un continuo monitoraggio della ferita senza che sia necessario rimuoverlo. La carta siliconata, a protezione del lato adesivo, è provvista di pretaglio per facilitarne il distacco.

L'impermeabilità e la resistenza all'acqua offrono al paziente la possibilità di svolgere le regolari attività di igiene quotidiana.

Destinazione d'uso:

- Per il fissaggio di medicazioni primarie.
- Per il fissaggio di cateteri e cannule.
- Per la protezione della pelle nei punti di frizione di sacche per drenaggio, sacche per stomia.
- Per il fissaggio di medicazioni su articolazioni e su parti del corpo soggette a movimenti frequenti.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
715601	5 cm x 10 m	1 pz	12	 A925008245
715607	10 cm x 2 m	1 pz	12	 A985795943
715602	10 cm x 10 m	1 pz	12	 A925008284



BENDE OCULARI





- TOTALE BARRIERA ANTILUCE
- PRONTA ALL'USO
- DELICATA SULLA PELLE
- LATEX FREE

EUROPTICAL OCCLUSIVO

Medicazione oculare adesiva sterile ipoallergenica con compressa occlusiva

Medicazione oculare sterile adesiva, in tessuto non tessuto non aderente, con compressa assorbente, occlusiva, ideale per lo strabismo, la profilassi e il trattamento dell'ambliopia. Assicura la massima protezione.

Destinazione d'uso:

- Per lo strabismo.
- Per la profilassi.
- Per il trattamento dell'ambliopia.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
892301	5,7 x 8,2 cm	6 pz	24	 A906264870
892302	6,3 x 9,4 cm	6 pz	24	 A951154273



- TRASPIRANTE
- PRONTA ALL'USO
- DELICATA SULLA PELLE
- LATEX FREE



EUROPTICAL NON OCCLUSIVO

Medicazione oculare adesiva sterile ipoallergenica

Medicazione oculare sterile, adesiva in tessuto non tessuto non aderente, con compressa assorbente ideale per la correzione dell'occhio pigro nei bambini, assicura una massima protezione.

Destinazione d'uso:

- Medicazione post-operatoria delicata sulla pelle.
- Per la medicazione dell'occhio e della zona periorbitale.
- Per la correzione dell'occhio pigro nei bambini.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
892352	5,7 x 8,2 cm	6 pz	24	 A923327555
892354	6,3 x 9,4 cm	6 pz	24	 A951154261

STRIPS PER SUTURA





- PER LA CHIUSURA DELLE LESIONI CUTANEE
- OTTIMI RISULTATI ESTETICI
- SOSTIENE LA CHIUSURA MENTRE IL TAGLIO GUARISCE
- LATEX FREE
- DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

EUROSUTURE

Cerotto per sutura, ipoallergenico

Cerotto sterile per suture cutanee in tessuto non tessuto polimerico sottile e resistente, adesivizzato con massa adesiva ipoallergenica. Ideale per l'utilizzo in chirurgia estetica e nei reparti di pediatria e geriatria. Facile da applicare, può essere utilizzato al posto della sutura tradizionale.

Destinazione d'uso:

- Possono essere utilizzati su aree del corpo difficili o dove avvengono pieghe e movimenti.
- Da utilizzare in chirurgia estetica, per congiungere i lembi di ferite di media profondità dovuti a tagli.

Proprietà e vantaggi:

- Disponibile in un'ampia varietà di formati.
- I bordi arrotondati prevengono l'arricciamento degli strips.
- Veloci e facili da applicare.
- Tessuto traspirante, poroso.
- Ipoallergenici.
- Riducono i rischi d'infezione.
- Riducono la formazione di cicatrici evitando i segni antiestetici dei punti di sutura.

BIANCO

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
817410	3 x 75 mm	10 pz	24	 A927263095
817420	6 x 38 mm	12 pz	24	 A927263107
817430	6 x 75 mm	6 pz	24	 A927263119
817450	13 x 100 mm	12 pz	24	 A927263121

TAN

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
817461	3 x 75 mm	10 pz	24	 A985832789
817462	6 x 38 mm	12 pz	24	 A985832791
817463	6 x 75 mm	12 pz	24	 A985832839
817464	6 x 100 mm	10 pz	24	 A985832841
817465	13 x 100 mm	12 pz	24	 A985832854



MEDICAZIONE TRACHEOSTOMICA





TRACHEOPAD

Compressa sterile alluminizzata per tracheotomia

Compressa in tessuto non tessuto alluminizzata studiata per la medicazione di tracheotomie, nefrostomie e drenaggi di rilevante entità. Il foro centrale si conforma facilmente al tubo di tracheostomia. Grazie all'elevato potere di assorbimento del sangue e degli essudati mantiene asciutta la superficie della ferita.


- BARRIERA CONTRO ACQUA E BATTERI
- SUPER ASSORBENTE
- MEDIA / ALTA ESSUDAZIONE
- PRONTA ALL'USO
- LATEX FREE

Destinazione d'uso:

Medicazione per tracheotomie, nefrostomie e drenaggi di rilevante entità.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
717320	8 x 9,3 cm	50 pz	1	 A925008409

PROPRIETÀ E VANTAGGI:



MEDICAZIONE AVANZATA



- SI PUÒ TAGLIARE NELLA MISURA DESIDERATA
- NON SI ATTACCA ALLA FERITA
- NON SI SFILACCIA
- HA UN ELEVATO POTERE DI ASSORBIMENTO
- MEDIA / ALTA ESSUDAZIONE
- LATEX FREE



EURONET PARAFFIN

Medicazione di garza sterile in cotone impregnata con paraffina



Euronet Paraffin è una medicazione sterile di garza ad armatura aperta fatta con 100% cotone assorbente, impregnata da una bianca morbida paraffina. Euronet Paraffin viene impiegata, nel caso di **ustioni lievi o diffuse**, per avvolgere delle aree dove è avvenuto un innesto o prelievo cutaneo e soprattutto per medicare la cute che ha subito **lacerazioni o abrasioni**. La garza grassa viene altresì impiegata con successo nel trattamento delle ferite croniche, **in quanto permette di medicare questa tipologia di ferite senza asportare porzioni di pelle e quindi permettendo alle ferite di rimarginarsi in modo più veloce e indolore**. È una medicazione semplice da applicare, monouso, sicura, igienica e per una guarigione più rapida. Si può tagliare nella misura desiderata.

Destinazione d'uso:

- Innesti cutanei e fissaggio trapianti di pelle.
- Ulcere vascolari e da decubito.
- Ustioni, ferite da taglio ed escoriazioni.


Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
560001	5x5 cm	10 pz	10	 A975517917
560110	10x10 cm	10 pz	10	 A975044405
560020	7,5 x 20 cm	10 pz	10	 A975517929
560140	10x40 cm	5 pz	10	 A951550159

- RINFRESCANTE
- ELEVATA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
- ELEVATA FORZA COESIVA DEL GEL
- NON ADERISCE ALLA FERITA
- RIMOZIONE INDOLORE
- BASSA / MEDIA ESSUDAZIONE
- RAFFREDDAMENTO ISTANTANEO E SOLLIEVO DAL DOLORE
- LATEX FREE



HYDROMED

Medicazione idroattiva in gel ipoallergenico



Hydromed è una medicazione in gel sterile trasparente con un contenuto di acqua superiore al 70%. Crea un ambiente umido che contribuisce ad una cicatrizzazione ottimale, riduce sensibilmente la sintomatologia dolorosa, stimola l'angiogenesi. Applicato sulla lesione, dona un immediato effetto rinfrescante e lenitivo, favorisce un rapido sbrigliamento delle necrosi secche e l'idratazione delle escare, assorbe e trattiene gli essudati.

Applicato sulla lesione reidratata i tessuti necrotici rimuovendoli delicatamente. Assorbe l'eccesso di essudato dalla ferita e il gel ricrea un ambiente umido sulla superficie della lesione, impedendo la formazione di escare ed accelerando la migrazione delle cellule epiteliali.

Destinazione d'uso:

- Per ulcere con fondo fibrinoso o necrotico.
- Per il "debridement" del tessuto necrotico.
- Per ustioni di I e II grado, radiodermiti, ferite torpide.
- Per ustioni solari, lifting facciale o altre procedure di chirurgia plastica.
- Si utilizza inoltre nei trattamenti di chirurgia estetica.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
892013	10 x 10 cm	5 pz	10	 A900047186
892015	15 x 15 cm	5 pz	10	 A900047337
892017	20 x 20 cm	3 pz	10	 A904005372

- FACILE DA APPLICARE / RIMUOVERE
- REIDRATA I TESSUTI NECROTICI
- ASSORBE L'ECESSO DI ESSUDATO DALLA LESIONE
- BIOCOMPATIBILE
- TRASPARENTE E IDRATANTE



HYDROMED GEL

Idrogel amorfo



Gel amorfo sterile, trasparente, **indicato per la rimozione del tessuto necrotico**. Reidrata il tessuto necrotico rimuovendolo senza danneggiare il tessuto neoformato o causare traumi al paziente. Hydromed Gel non è aderente e può essere rimosso tramite irrigazione con soluzione fisiologica, senza danneggiare il tessuto fragile neoformato o causare traumi al paziente. Rimane in situ dopo l'applicazione.

Destinazione d'uso:

- È indicato come medicazione primaria su ulcere dermiche secche o lievemente essudanti, ulcere venose, diabetiche e arteriose, ustioni superficiali, ferite chirurgiche aperte, piaghe da decubito, **lacerazioni e abrasioni cutanee**, fistole, siti di prelievo per trapianti cutanei, lesioni cavitari, ferite post-chirurgiche, ferite con escara o che necessitano di sbrigliamento autolitico.
- Può essere utilizzato nelle ustioni di I e II grado.
- Reidrata i tessuti necrotici, rimuovendoli delicatamente.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
501705	Tubo singolo da 15 gr	1 pz	10	 A938387281

- TRASPIRANTE
- TRASPARENTE
- BARRIERA CONTRO ACQUA E BATTERI



EURODERM

Medicazione trasparente sterile in poliuretano



Medicazione adesiva sterile, sottile, in film di poliuretano, estensibile e trasparente, ipoallergenica. Euroderm è altamente impermeabile ai liquidi e ai batteri ma permeabile al vapore acqueo e all'ossigeno, mantiene umido il microambiente della ferita, non facendo macerare la cute. La sua trasparenza consente un continuo monitoraggio della ferita senza che sia necessario rimuovere la medicazione. La sua impermeabilità e resistenza all'acqua forniscono al paziente la possibilità di fare regolarmente doccia o bagno.

Destinazione d'uso:

- Per ferite ed ustioni superficiali.
- Per abrasioni minori.
- Per la protezione della cute nell'area perilesionale.
- Per fissare altre medicazioni.
- Per proteggere la cute a rischio decubito.
- Applicato sopra i punti di sutura evita la formazione dei cheloidi.
- Indicato per proteggere il punto di inserzione di cateteri venosi e arteriosi, peritoneali e altri dispositivi percutanei.
- Per proteggere la cute a rischio di decubito o su arrossamenti in caso di immobilizzazione prolungata.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
717507	6 x 7 cm	100 pz	1	 A975611878
717512	10x12 cm	50 pz	1	 A975611880

- EFFICACE FINO A 7 GIORNI
- TRASPARENTE
- PERMEABILE E RESISTETE ALL'ACQUA
- I BORDI DELLA MEDICAZIONE NON SI ARROTOLANO
- RIMOZIONE FACILE SENZA RILASCIO DI RESIDUI COLLOSI
- RIMANE INTEGRO ALLA RIMOZIONE
- L'IMPERMEABILITÀ AI MICRORGANISMI RIDUCE IL RISCHIO DI INFEZIONI SECONDARIE



EURODERM IODINE

Medicazione trasparente antimicrobica in Poliuretano e Iodopovidone

Medicazione adesiva sterile, sottile, in film di poliuretano 100% con **iodopovidone**, estensibile, trasparente, aderente, e ipoallergenica, facilmente rimuovibile dalla cute in modo atraumatico e senza rilascio di residui. Garantisce una continua azione antimicrobica.

Destinazione d'uso:

- Dove è richiesta una medicazione permeabile al vapore acqueo, in quanto il mantenimento dell'ambiente umido è ideale per la riepitelizzazione del tessuto nell'area della lesione.
- Come medicazione primaria su lesioni superficiali.
- Per abrasioni.
- Per ustioni minori.
- Per la protezione della cute nell'area perilesionale.
- Come medicazione secondaria nel fissaggio di altri prodotti.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
717540	6 x 7 cm	100 pz	1	 A951550173
717543	10 x 12 cm	50 pz	1	 A951550161

- SVOLGE AZIONE ANTIBATTERICA
- PERMEABILE AD ARIA E VAPORE ACQUEO
- MORBIDA E ADESIVA
- IPOALLERGENICA
- CAMBI ATRAUMATICI
- PRONTA ALL'USO E NON NECESSITA DI ATTIVAZIONE
- STIMOLA LA FORMAZIONE DEL TESSUTO DI GRANULAZIONE E LA CONSEGUENTE RIEPITELIZZAZIONE
- RIDUCE LA PRESENZA DI TESSUTI DEVITALIZZATI
- PROTEGGE LA LESIONE DA CONTAMINAZIONI BATTERICHE ESOGENE
- LATEX FREE



SILVERMED

Medicazione adesiva sterile con argento idroattivo



Medicazione sterile, **con bordo adesivo**, assorbente, non aderente con compressa centrale in argento, pronta all'uso. La compressa svolge **un'azione antibatterica** che utilizza la tecnologia avanzata dell'argento micronizzato per la cicatrizzazione in ambiente umido. L'argento è idroattivato in maniera controllata dall'essudato.

Crea l'ambiente umido ideale per una rapida guarigione, non aderisce alla lesione rendendo quindi i cambi di medicazione atraumatici, non rilascia residui di argento. Rilascia ioni argento mantenendo un ambiente batteriostatico all'interno della medicazione proteggendo la lesione da contaminazioni batteriche esogene.

Adattabile a qualsiasi superficie anatomica esterna, stimola la formazione del tessuto di granulazione e la conseguente riepitelizzazione. Non necessita di medicazione di fissaggio secondaria per la presenza dei bordi adesivi e mantiene la lesione nelle condizioni ottimali di umidità. Riduce la presenza di tessuti devitalizzati.

Destinazione d'uso:

- Ustioni di grado intermedio.
- Ferite e ulcere infette, ulcere da decubito e ulcere granuleggianti.
- Erosioni superficiali da sovrainfezioni.
- Zone di prelievo cutaneo e dermoabrasioni in genere.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
892063	10x10 cm	5 pz	12	 A900045547
892066	10x20 cm	3 pz	12	 A900046044

- SVOLGE AZIONE ANTIBATTERICA
- PERMEABILE AD ARIA E VAPORE ACQUEO
- MORBIDA E ADESIVA
- IPOALLERGENICA
- CAMBI ATRAUMATICI
- PRONTA ALL'USO E NON NECESSITA DI ATTIVAZIONE
- STIMOLA LA FORMAZIONE DEL TESSUTO DI GRANULAZIONE E LA CONSEGUENTE RIEPITELIZZAZIONE
- RIDUCE LA PRESENZA DI TESSUTI DEVITALIZZATI
- PROTEGGE LA LESIONE DA CONTAMINAZIONI BATTERICHE ESOGENE
- LATEX FREE



SILVERMED SB

Medicazione sterile con argento idroattivo



Medicazione sterile in argento, **senza bordo adesivo**, assorbente, non aderente, pronta all'uso. La compressa svolge un'azione antibatterica che utilizza la tecnologia avanzata dell'argento micronizzato per la cicatrizzazione in ambiente umido. L'argento è idroattivato in maniera controllata dall'essudato.

Crea l'ambiente umido ideale per una rapida guarigione, non aderisce alla lesione rendendo quindi i cambi di medicazione atraumatici, non rilascia residui di argento. Rilascia ioni argento mantenendo un ambiente batteriostatico all'interno della medicazione proteggendo la lesione da contaminazioni batteriche esogene. Adattabile a qualsiasi superficie anatomica esterna, stimola la formazione del tessuto di granulazione e la conseguente riepitelizzazione. Riduce la presenza di tessuti devitalizzati.

Destinazione d'uso:

- Ustioni di grado intermedio.
- Ferite e ulcere infette, ulcere da decubito e ulcere granuleggianti.
- Erosioni superficiali da sovrainfezioni.
- Zone di prelievo cutaneo e dermoabrasioni in genere.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
892070	5 x 5 cm	25 pz	12	 A983307695
892073	10 x 10 cm	5 pz	12	 A900046549
892075	15 x 15 cm	5 pz	12	 A964777573
892076	10 x 20 cm	3 pz	12	 A900046792

- ASSORBIMENTO VERTICALE
- MEDICAZIONE IDROATTIVA
- FORMA UN GEL CRISTALLINO CHE AIUTA A MANTENERE UN AMBIENTE UMIDO PER FACILITARE IL PROCESSO DI GUARIGIONE DELLA FERITA
- CONTRIBUISCE ALLA RIMOZIONE DEL TESSUTO NECROTICO DELLA FERITA
- RIMOZIONE ATRAUMATICA
- MEDIA / ALTA ESSUDAZIONE
- RIMANE INTEGRO ALLA RIMOZIONE
- BLOCCA LA MIGRAZIONE LATERALE DELL'ESSUDATO PER ASSORBIMENTO VERTICALE



EUROCELL HYDRO

Medicazione idroattiva sterile in fibre di carbossimetilcellulosa (CMC)

Medicazione idroattiva sterile non adesiva in **fibre di carbossimetilcellulosa (CMC)**, altamente assorbente e conformabile. Le fibre di carbossimetilcellulosa a contatto con gli essudati formano un gel morbido biocompatibile ad elevata resistenza che assicura la rimozione della medicazione in un unico pezzo, senza bisogno di irrigazione e senza rilascio di fibre. È indicato per la gestione di ferite acute e croniche, parziali e a tutto spessore, moderatamente o fortemente essudanti. Può essere utilizzata sotto bendaggi compressivi e non causa la macerazione dei bordi perilesionali della ferita permettendo infine la rimozione atraumatica. È ritagliabile senza che si alterano le sue capacità di assorbimento e gestione dei liquidi.

Destinazione d'uso:

- Ulcere agli arti inferiori, da pressione (stadio II-IV) e ulcere del piede diabetico.
- Ferite chirurgiche (ad esempio postoperatorie, ferite lasciate guarire per seconda intenzione e zone di prelievo cutaneo).
- Ustioni superficiali e ustioni a spessore parziale.
- Ferite traumatiche (ad esempio abrasioni e lacerazioni).
- Assorbimento dell'essudato nelle ulcere oncologiche (es. tumori cutanei vegetanti, metastasi cutanee e sarcomi di Kaposi).



Test comparativi hanno dimostrato che la medicazione per ferite Eurocell Hydro possiede delle eccellenti prestazioni rispetto alle medicazioni in CMC di riferimento del settore.

Ciò in termini di:


- assorbenza, in quanto assorbe elevati livelli di essudati durante l'uso;
- capacità di ritenzione dei fluidi, in quanto trattiene gli essudati anche sotto compressione;
- resistenza, in quanto anche bagnata rimane integra quando viene rimossa dal letto della ferita.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
895005	5 x 5 cm	10 pz	10	 A927263145
895010	10 x 10 cm	10 pz	10	 A927263158
895012	10 x 20 cm	5 pz	10	 A927263172
895015	15 x 15 cm	5 pz	10	 A927263180

EUROCELL HYDRO ROLL


Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
895630	2,5 x 45 cm	5 pz	10	 A927263184

- ASSORBIMENTO VERTICALE
- NON RILASCIAM ESSUDATO SUL LETTO DI FERITA
- EVITA LA MACERAZIONE DELLA CUTE PERILESIONALE SOTTO COMPRESSIONE
- È RITAGLIABILE SENZA CHE SI ALTERINO LE SUE CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO E GESTIONE DEI LIQUIDI
- NON SI LAMINA O DEFORMA DOPO ASSORBIMENTO DEI LIQUIDI
- RIMOZIONE FACILE E IN UN UNICO PEZZO
- LA MEDICAZIONE PRESENTA UNA RESISTENZA ALLA ROTTURA DA BAGNATO AUMENTATA DI ALMENO 9 VOLTE RISPETTO A EUROCELL HYDRO



EUROCELL HYDRO EXTRA

Medicazione rinforzata in carbossimetilcellulosa



Medicazione sterile non adesiva in Tessuto Non Tessuto, costituita da **fibre di Carbossimetilcellulosa (CMC)** sodica pura, altamente assorbente e conformabile e fibre di rinforzo bidimensionali in CMC. Assorbe l'essudato verso l'alto non permettendone la diffusione verso i lati. Non rilascia essudato sul letto di ferita.

Destinazione d'uso:

- Ulcere agli arti inferiori, da pressione (stadio II-IV) e ulcere del piede diabetico.
- Ferite chirurgiche (ad esempio post-operatorie, ferite lasciate guarire per seconda intenzione e zone di prelievo cutaneo).
- Ustioni a spessore parziale.
- Ferite traumatiche (ad esempio abrasioni e lacerazioni).
- Assorbimento dell'essudato nelle ulcere oncologiche (tumori cutanei vegetanti, metastasi cutanee e sarcomi di Kaposi).
- Ulteriori destinazioni d'uso includono il trattamento di ferite cavitare e di ustioni superficiali. Le medicazioni possono essere utilizzate sotto bendaggi compressivi.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
895065	5 x 5 cm	10 pz	10	 A951550274
895070	10 x 10 cm	10 pz	10	 A965042625
895072	15 x 15 cm	5 pz	10	 A951550247
895075	10 x 20 cm	5 pz	10	 A951550197
895080	20 x 20 cm	5 pz	10	 A951677451

- ALGINATO INTEGRALE CHE ASSORBE GLI ESSUDATI E LI TRATTIENE TRA LE SUE FIBRE
- ASSORBIMENTO VERTICALE
- RIMANE INTEGRO ALLA RIMOZIONE
- SI TRASFORMA IN UN GEL CHE NON ADERISCE ALLA FERITA E BLOCCA LA MIGRAZIONE LATERALE DELL'ESSUDATO
- ALTAMENTE ASSORBENTE
- CONFORMABILE
- RILASCIAM IONI DI CALCIO SULLA FERITA
- RIMOZIONE FACILE E IN UN UNICO PEZZO
- MEDIA / ALTA ESSUDAZIONE
- LATEX FREE



EUROSORB

Medicazione in alginato di calcio ad alta integrità



Eurosorb è una medicazione primaria sterile conformabile, soffice, altamente assorbente composta da fibre di alginato di calcio gelificante.

A contatto con l'essudato, Eurosorb forma un gel biocompatibile che mantiene un ambiente umido fisiologico e blocca la migrazione laterale dell'essudato, stimola il processo di cicatrizzazione e la formazione del tessuto di granulazione. Eurosorb può assorbire una quantità di essudato fino a 15 volte il suo peso. Eurosorb è un alginato integrale che assorbe gli essudati e li trattiene tra le fibre. Può essere rimosso in un unico pezzo senza rilascio di residui.

Trattiene l'essudato anche sotto bendaggio oclusivo.

Riduce il rischio di macerazione cutanea sui bordi perilesionali della ferita.

Destinazione d'uso:

- Per ferite da moderatamente a molto essudanti quali: ulcere degli arti inferiori, ulcere da decubito e sedi di trapianto cutaneo, ulcere da pressioni.
- Eurosorb è indicato per lesioni cavitari iperessudanti.

Controindicazioni:

Non usare Eurosorb su ferite asciutte, ustioni di 3° grado ed impianti chirurgici.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
501505	5 x 5 cm	10 pz	10	 A922317716
501510	10 x 10 cm	10 pz	10	 A903068070
501515	15 x 15 cm	5 pz	10	 A973911441
501520	10 x 20 cm	5 pz	10	 A922317728

EUROSORB ROLL

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
501630	2,5 x 30 cm	5 pz	5	 A903068094

- IPOALLERGENICO
- RIMOZIONE ATRAUMATICA
- MEDIA / ALTA ESSUDAZIONE
- LATEX FREE



EURODERM FOAM CAVITY


Medicazione cavitaria non adesiva in schiuma di poliuretano

Medicazione cavitaria in schiuma di poliuretano sterile, non adesivo, con superficie idroattiva. È altamente assorbente, indicato per essudati di livello medio o elevato. Euroderm Foam Cavity si adatta perfettamente alla ferita cavitaria e alle diverse parti anatomiche del corpo, garantendo eccellente comfort al paziente e senza aderire alla superficie della ferita. Il prodotto presenta buona conformabilità e morbidezza. Inoltre, lo spessore della schiuma crea un effetto di supporto, riducendo la pressione sulla lesione e prevenendo attriti. Euroderm Foam Cavity è privo di lattice.

Destinazione d'uso:

- Da utilizzare per il trattamento di ferite cavitare, come siti donatori cutanei, ulcere da pressione, ferite post escissione di fistole e ascessi, ulcere venose, ulcere diabetiche, traumi e ferite post-operatorie, ferite deiscienti. Euroderm Foam Cavity può essere applicato utilizzando un cerotto di fissaggio secondario. In caso di tessuto necrotico o fibrinoso, si raccomanda l'uso in combinazione con Hydromed Gel.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
893205	Diametro 5 cm	10 pz	10	 A973911466
893210	Diametro 10 cm	5 pz	10	 A973911478



- ALTAMENTE ASSORBENTE
- IPOALLERGENICO
- PRONTA ALL'USO
- NON HA BISOGNO DI DISPOSITIVI DI FISSAGGIO
- RIMOZIONE ATRAUMATICA
- MEDIA / ALTA ESSUDAZIONE
- LATEX FREE



EURODERM FOAM HEEL

Medicazione conformata in schiuma di poliuretano per ferite al tallone o al gomito



Schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura tristratificata conformata per la gestione di ferite sul **tallone, gomito e zone morfologicamente simili**. Euroderm Foam Heel è non adesivo. Ciò agevola il cambio della medicazione e riduce il rischio di traumi su tessuti fragili. **Euroderm Foam Heel presenta un design innovativo che copre il tallone e non ha quindi bisogno di dispositivi di fissaggio. L'alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di poliuretano permette di ridurre il numero dei cambi** con una riduzione dei costi nella gestione della ferita, lo spessore della schiuma crea l'effetto cuscinetto che riduce la pressione sulla lesione, contrasta eventuali forze di frizione e garantisce così comfort e protezione al paziente. Ausilio per prevenire la formazione di ulcere da pressione di 1° grado.

Destinazione d'uso:

- Ulcere del piede diabetico, lesioni da pressione, dal 1° al 4° stadio, prevenzione ulcere da pressione in pazienti con scarsa mobilità, gestione di ferite sul tallone, gomito.
- Ferite traumatiche (ad esempio abrasioni e lacerazioni).
- Assorbimento dell'essudato nelle ulcere oncologiche (es. tumori cutanei vegetanti, metastasi cutanee e sarcomi di Kaposi).

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
893060	12 x 13 cm	3 pz	10	 A939806853

- ELEVATA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
- EFFETTO CUSCINETTO
- DOTATA DI PRETAGLIO
- RIMOZIONE ATRAUMATICA
- MEDIA / ALTA ESSUDAZIONE
- LATEX FREE



EURODERM FOAM TRACHEO

Medicazione non adesiva in schiuma di poliuretano per tracheotomia



Medicazione sterile, morbida, non adesiva in schiuma di poliuretano idrocellulare sagomata con taglio e foro centrale **per l'innesto di canule per tracheostomia o drenaggio**. È composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente e morbida e da un film di poliuretano traspirante, impermeabile ad acqua e batteri, ma permeabile al vapore.

I liquidi assorbiti vengono uniformemente distribuiti all'interno della schiuma. La medicazione si conforma perfettamente al tubo di tracheostomia o di drenaggio garantendo il massimo comfort al paziente. **L'alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di poliuretano permette di ridurre il numero dei cambi** garantendo comfort al paziente ed una riduzione dei costi nella gestione della ferita. La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni.

Destinazione d'uso:

- Gestione dei fluidi intorno ai siti di innesto della canula di tracheostomia e di drenaggio.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
PEDIATRICO 893035	6,5 x 6,5 cm	10 pz	10	 A924118209
893040	8 x 9 cm	10 pz	10	 A939565786

- NUOVA TECNOLOGIA FOAM TDI
- ELEVATA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
- ASSORBIMENTO VERTICALE
- MORBIDA E CONFORTEVOLE PER IL PAZIENTE SI ADATTA ALLE VARIE ZONE DEL CORPO
- IPOALLERGENICO
- RIMOZIONE ATRAUMATICA
- MEDIA / ALTA ESSUDAZIONE
- AMPIA GAMMA DI FORMATI CHE POSSONO ESSERE TAGLIATI PER ADATTARLI AI DIVERSI CONTORNI DEL CORPO
- ADATTA PER L'USO SOTTO IL BENDAGGIO COMPRESSIVO
- LATEX FREE



EURODERM FOAM

Medicazione non adesiva sterile in schiuma di poliuretano



Medicazione sterile con intera superficie idroattiva, composta da uno strato in schiuma di poliuretano altamente assorbente che garantisce l'assorbimento verticale dell'essudato, da uno strato intermedio in PU altamente assorbente, da un film esterno in poliuretano traspirante che evita la macerazione dell'area perilesionale. La medicazione si conforma perfettamente al letto della lesione promuovendo l'ambiente ideale per il processo di guarigione.

L'alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di PU permette di ridurre il numero dei cambi garantendo comfort al paziente ed una riduzione dei costi nella gestione della ferita. Non causa la macerazione dei bordi perilesionali della ferita. Può essere ritagliata senza subire alterazione delle sue capacità di assorbimento.

Destinazione d'uso:

- Ulcere da pressione dal 1° al 4° grado.
- Ferite post-operatorie, lesioni vascolari.
- Ustioni di 1° e 2° grado, lesioni con cute perilesionale fragile e delicata, siti di prelievo cutaneo.
- Può essere utilizzato in terapie compressive.
- Lesioni superficiali, granuleggianti.
- Ferite essudanti croniche e acute.
- Ferite a spessore totale o parziale quali ad esempio: ulcere da pressione, ulcere degli arti inferiori, ulcere del piede diabetico.
- Lesioni tumorali.
- Ferite chirurgiche.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
893007	7,5 x 7,5 cm	10 pz	10	 A951550348
893010	10 x 10 cm	10 pz	10	 A939565558
893012	10 x 20 cm	5 pz	10	 A973911454
893015	15 x 15 cm	5 pz	10	 A939565584
893020	20 x 20 cm	3 pz	10	 A939565610

- CONFORMABILE
- ALTAMENTE ASSORBENTE
- IPOALLERGENICO
- MEDIA / ALTA ESSUDAZIONE
- RIMOZIONE ATRAUMATICA
- LATEX FREE



EURODERM FOAM PLUS

Medicazione adesiva in schiuma di poliuretano



Medicazione sterile con **bordo adesivo** ipoallergenico in schiuma di poliuretano idrocellulare. La combinazione della schiuma con il film esterno in poliuretano rende Euroderm foam plus eccellente nella gestione dei liquidi, mantenendo l'ambiente umido ideale per il processo di guarigione. L'alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di PU permette di ridurre il numero dei cambi garantendo comfort al paziente ed una riduzione dei costi nella gestione della ferita. I liquidi assorbiti vengono uniformemente distribuiti all'interno del tampone in schiuma che si conforma perfettamente al letto della lesione e alle diverse sedi anatomiche del corpo. Non usare su lesioni che presentano una cute perilesionale fragile. Può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavarie (garze, alginati, CMC), sotto bendaggi compressivi per il trattamento di ulcere venose e in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, in combinazione con Hydromed Gel. La medicazione può rimanere in situ fino a 7 giorni.

Destinazione d'uso:

- Ulcere da pressione dal 1° al 4° stadio.
- Ferite chirurgiche, lesioni vascolari.
- Ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutaneo.
- Ferite essudanti croniche e acute.
- Ferite a spessore totale o parziale quali ad esempio: ulcere da pressione, ulcere degli arti inferiori, ulcere del piede diabetico.
- Lesioni tumorali.
- Ferite chirurgiche.


Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
893110	10x10 cm	10 pz	10	 A939565646
893115	15x15 cm	5 pz	10	 A939565622
893120	20x20 cm	3 pz	10	 A939565685

- ALTAMENTE ASSORBENTE
- TRASPIRANTE
- MORBIDO E CONFORTEVOLE
- ADESIONE SICURA AI BORDI PERILESIONALI
- RIMOZIONE ATRAUMATICA
- NON NECESSITA DI FISSAGGIO SECONDARIO PER LA PRESENZA DI BORDI ADESIVI
- LATEX FREE



EURODERM FOAM PLUS CONCAVE

Medicazione adesiva sterile sagomata
in schiuma di poliuretano



Medicazione sterile adesiva sagomata in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura stratificata la cui conformazione si adatta al tallone/gomito e ad altre zone del corpo morfologicamente simili.

Non necessita di fissaggio secondario per la presenza dei bordi adesivi.

La particolare forma della medicazione riduce la possibilità di distacchi accidentali dovuti a forze di frizione prolungandone la permanenza in situ con una conseguente riduzione dei costi nella gestione della ferita.

Può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavarie, garze, alginati, CMC, sotto bendaggi compressivi.

Destinazione d'uso:

- Ulcere del piede diabetico, lesioni da pressione dal 1° al 4° stadio.
- Prevenzione ulcere da pressione in pazienti con scarsa mobilità.
- Ferite chirurgiche, ustioni di 1° e 2° grado.
- Siti di prelievo cutaneo.
- Ideale per zone del corpo di difficile conformazione.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
893140	18 x 16,5 cm	3 pz	10	 A939565750

- ALTAMENTE ASSORBENTE
- TRASPIRANTE
- MORBIDO E CONFORTEVOLE
- ADESIONE SICURA AI BORDI PERILESIONALI
- LA SPECIALE FORMA ANATOMICA PERMETTE ALLA MEDICAZIONE DI ADATTARSI ALL'AREA SACRALE
- RIMOZIONE ATRAUMATICA
- NON NECESSITA DI FISSAGGIO SECONDARIO PER LA PRESENZA DI BORDI ADESIVI
- LATEX FREE



EURODERM FOAM PLUS SACRAL

Medicazione adesiva sterile in schiuma di poliuretano per area sacrale



Medicazione sterile con bordo adesivo, sagomata, in schiuma di poliuretano idrocellulare a struttura stratificata che associa alle caratteristiche di Euroderm Foam la praticità di una conformazione che **si adatta alla regione sacrale**.

Non necessita di fissaggio secondario per la presenza dei bordi adesivi.

La particolare forma della medicazione riduce la possibilità di distacchi accidentali dovuti a forze di frizione prolungandone la permanenza in situ con una conseguente riduzione dei costi nella gestione della ferita.

Può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavitare, garze, alginati, CMC, sotto bendaggi compressivi.

Destinazione d'uso:

- Ulcere da pressione nell'area sacrale, ulcere da pressione dal 1° al 4° stadio.
- Ferite chirurgiche.
- Ustioni di 1° e 2° grado.
- Siti di prelievo cutaneo.
- La speciale forma anatomica permette di adattarsi perfettamente all'area sacrale.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
893150	22 x 22 cm	3 pz	10	 A939565762

- IPOALLERGENICO
- MEDIA / ALTA ESSUDAZIONE
- LATEX FREE



EURODERM FOAM SILICONE

Medicazione in schiuma di PU e gel di silicone



Medicazione sterile altamente assorbente e atraumatica, non adesiva, tristratificata costituita da un film, una schiuma di PU e uno **strato di contatto in silicone munito di numerosi fori che favoriscono il passaggio dell'essudato**.

Il film in silicone consente la rimozione totalmente atraumatica proteggendo i bordi perilesionali e il tessuto neoformato. Euroderm Foam Silicone è eccellente nella gestione dei liquidi, mantenendo l'ambiente umido ideale per il processo di guarigione.

Destinazione d'uso:

- Da utilizzare per la prevenzione di ulcere da pressione dal I al IV stadio e ulcere venose agli arti inferiori, lesioni vascolari, ustioni di 1° e 2° grado.
- Siti di prelievo cutaneo.
- Lesioni da decubito e ferite non infette con media o alta produzione di essudato in fase di granulazione o di riepitelizzazione.
- Euroderm Foam Silicone può essere applicato mediante una medicazione secondaria di fissaggio (cerotto a nastro, film in poliuretano "Euroderm" o "Euroderm Roll" o benda coesiva).
- In presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, si consiglia l'uso in combinazione con Hydromed Gel.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
893310	10x10 cm	10 pz	10	 A975051119
893315	15x15 cm	5 pz	10	 A975051121
893320	20x20 cm	3 pz	10	 A975179654

- ELEVATA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
- RIMOZIONE INDOLORE
- ECCELLENTE NELLA GESTIONE DEI LIQUIDI, MANTENENDO L'AMBIENTE UMIDO IDEALE PER IL PROCESSO DI GUARIGIONE
- GARANTISCE UN ASSORBIMENTO CONTROLLATO DELL'ESSUDATO,
- EFFETTO CUSCINETTO
- IPOALLERGENICO
- ELEVATA TRASPIRABILITÀ
- TRASFERIMENTO DELL'ESSUDATO DALLA FERITA ALLA SCHIUMA PREVENENDO LA MACERAZIONE DELLA PELLE
- SI CONFORMA PERFETTAMENTE
- ECCELLENTE COMFORT PER IL PAZIENTE



EURODERM FOAM PLUS SILICONE

Medicazione in schiuma di PU e gel di silicone

Medicazione sterile con uno strato perforato adesivo in morbido gel di silicone che si estende oltre il perimetro della compressa in schiuma di poliuretano idrocellulare ad elevata capacità assorbente. Questo facilita il fissaggio senza nastro adesivo o mediante una medicazione secondaria e consente la rimozione senza traumi della medicazione. La struttura è completata dallo strato più esterno della medicazione in doppia lamina di non tessuto in poliuretano dalle proprietà antibatteriche, antivirale e impermeabile con rilevante capacità traspirante e con funzione di barriera alle contaminazioni esterne. La combinazione della schiuma in poliuretano con lo strato adesivo in morbido gel di silicone e il film esterno in doppia lamina di non tessuto in poliuretano rende Euroderm Foam Plus Silicone eccellente nella gestione dei liquidi, mantenendo l'ambiente umido ideale per il processo di guarigione.

Destinazione d'uso:

- Da utilizzare per la prevenzione di ulcere da pressione dal I al IV stadio, lesioni vascolari, ustioni di 1° e 2° grado, siti di prelievo cutaneo, lesioni da decubito e ferite non infette con media o alta produzione di essudato in fase di granulazione o di riepitelizzazione.
- Può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavitare (garze o alginati - Eurosorb Roll), sotto bendaggi compressivi per il trattamento di ulcere e, in presenza di tessuto necrotico o lesioni fibrinose, in combinazione con Hydromed Gel.



Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
893410	10x10 cm	10 pz	10	 A983304344
893415	15 x 15 cm	5 pz	10	 A983304371
893420	20x 20 cm	3 pz	10	 A983304395
SACRAL 893450	22x 22 cm	3 pz	10	 A983304433

LINEA SPORTIVA





- ALLEVIA IL DOLORE
- CORREGGE LA FUNZIONE MUSCOLARE E ARTICOLARE
- FAVORISCE LA CIRCOLAZIONE LINFATICA
- AIUTA LA RIABILITAZIONE
- CURA PICCOLI EDEMI ED EMATOMI SOTTOCUTANEI
- IDEALE PER TUTTI GLI SPORT



EUROATHLETIC KLS

Bendaggio adesivo elastico

Bendaggio adesivo elastico per la cura e la prevenzione naturale di traumi, infiammazioni muscolari e articolari. Euroathletic KLS per Kinesiology Taping si adatta bene ai contorni del corpo, non ostacola i movimenti delle articolazioni garantendo libertà di movimento. È radiotrasparente, dermatofilo, altamente ipoallergenico, permeabile all'aria e al vapore acqueo, grazie alla particolare spalmatura ad onde. Non contiene farmaci. Favorisce il drenaggio linfatico, facilita il riallineamento articolare, normalizza le funzioni muscolari.

Destinazione d'uso:

- Per il trattamento e la prevenzione naturale dei traumi, nonché dell'infiammazione articolare e muscolare.
- Usato dai medici sportivi e dai fisioterapisti per il trattamento del dolore muscolare e dell'articolazione e disturbi simili.
- È utilizzato anche in piscina, perchè resistente all'acqua.
- Indicato per Kinesiology Taping, per il fissaggio di medicazioni sulle articolazioni, nei casi di dolore e strappi muscolari, per fissaggi leggeri o in caso di necessità di compressioni.
- Può essere utile nella prevenzione di infortuni e traumi.
- Può restare in situ per diversi giorni dal momento dell'applicazione, data l'alta traspirabilità e la totale libertà di movimento.
- La frequenza di sostituzione va stabilita secondo il parere dello specialista. Da utilizzare sotto la guida di un medico specialista in medicina dello sport o di un fisioterapista che ne conoscano le modalità di applicazione.

Avvertenze:

- Non applicare sulla cute lesa.
- Il cerotto può indurre un leggero arrossamento della parte al momento della rimozione dello stesso.
- In caso di intolleranza al cerotto, rimuoverlo e lavare accuratamente la zona di applicazione.

BLU

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
520325	5 cm x 5 m	1 pz	24	 A974773196

ROSA

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
520355	5 cm x 5 m	1 pz	24	 A974773222

NERO

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
520335	5 cm x 5 m	1 pz	24	 A974773208

BEIGE

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
520305	5 cm x 5 m	1 pz	24	 A974773172



- IDROPELLENTE
- FORTE ADESIVITÀ PER UNA MAGGIORE DURATA DEL BENDAGGIO IN CONDIZIONI DI FORTI SOLLECITAZIONI
- FACILE DA APPLICARE
- STRAPPABILE CON LE MANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
- LATEX FREE

EUROATHLETIC SPORT TAPE

Benda anelastica adesiva in viscosa 100%

Cerotto adesivo anelastico per bendaggi funzionali, disponibile nei colori bianco e pelle, altamente ipoallergenico costituito da un supporto in viscosa al 100% e una **massa adesiva a base di ossido di zinco**. **Presenta una spalmatura a righe che gli conferisce una maggiore traspirabilità**. Strappabile con le mani in senso longitudinale e trasversale per una facile e rapida applicazione. La resistenza alla trazione e la forte adesività, fanno di Euroathletic Sport Tape il cerotto di elezione nell'allestimento di bendaggi funzionali dei muscoli, legamenti e articolazioni in ambito ospedaliero e sportivo.

Destinazione d'uso:

- Bendaggio funzionale per ridurre i movimenti dei muscoli, dei legamenti e delle articolazioni.
- Lesioni dei legamenti e delle articolazioni.
- Bendaggi di sostegno in caso di distorsioni, slogature o traumi articolari.
- Per immobilizzazioni ortopediche e per il fissaggio di stecche gessate.
- Taping per la medicina dello sport.

BIANCO

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
856023	3,8 cm x 10 m	1 pz	12	 A974847523
856035	5 cm x 14 m	1 pz	12	 A974847547

BIANCO

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
746032	2,5 cm x 10 m	24 pz	2	 A975883341
746033	3,8 cm x 10 m	18 pz	2	 A975883366
746035	5 cm x 10 m	12 pz	2	 A975883378
746036	2,5 cm x 14 m	48 pz	2	 A975611803
746037	3,8 cm x 14 m	32 pz	2	 A975611827
746038	5 cm x 14 m	24 pz	2	 A975611839
746039	2,5 cm x 20 m	30 pz	2	 A975611841
746040	3,8 cm x 20 m	20 pz	2	 A975611854
746041	5 cm x 20 m	15 pz	2	 A975611866



- CONFORMABILE
- ELASTICO
- IDEALE PER TUTTI GLI SPORT
- LATEX FREE

EUROSAVE SALVAPELLE

Benda elastica in schiuma di poliuretano

Benda in schiuma sottile di poliuretano, elastica, molto resistente ed altamente porosa. È la soluzione migliore per garantire il massimo del comfort allo sportivo da usare sotto il cerotto Euroathletic Sport Tape per una rimozione confortevole e indolore dello stesso durante le competizioni.

Destinazione d'uso:

- Viene utilizzata sotto un bendaggio rigido adesivo per avere una rimozione indolore.
- Indicato per il bendaggio preventivo.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
814002	7cm x 27 m	1 pz	48	 A925008346



BENDAGGI





- MORBIDA
- CONFORMABILE
- NON ADERISCE SU PELLE E TESSUTI
- TRASPIRANTE
- AUTOFISSANTE




EURELASTO L

Benda elastica coesiva

Benda elastica coesiva in viscosa e poliammide. Particolarmente utilizzata per fissaggi e per applicazioni in parti difficili del corpo (testa, mani, braccia, gambe e caviglie), per bendaggi compressivi post traumatici, come bendaggio antiscivolo sotto un bendaggio compressivo o come fissaggio post-medicazione. La sua struttura aerata assicura un ottimale scambio termico e di umidità.

Destinazione d'uso:

- Da utilizzare per fissaggi e per applicazioni in parti difficile del corpo: testa, braccia, mani, gambe e caviglie.
- Bendaggi compressivi post traumatici.
- Per il fissaggio della medicazione.
- Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
516210	10 cm x 4 m	1 pz	12	 A951677412
516212	12 cm x 4 m	1 pz	12	 A951677424
516310	10 cm x 20 m	1 pz	4	 A951677436
516312	12 cm x 20 m	1 pz	4	 A951881743

EURELASTO L Latex Free

Benda elastica coesiva

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
516006	6 cm x 4 m	1 pz	10	 A923327783
516008	8 cm x 4 m	1 pz	10	 A923327795
516010	10 cm x 4 m	1 pz	10	 A923327807
516012	12 cm x 4 m	1 pz	10	 A923327819
516108	8 cm x 20 m	1 pz	4	 A923327845
516110	10 cm x 20 m	1 pz	4	 A925008322
516112	12 cm x 20 m	1 pz	4	 A974885511



- MORBIDA
- CONFORMABILE
- LATEX FREE

EURELASTO F

Benda elastica adesiva extra forte ideale per il rugby



Benda elastica ipoallergenica in cotone 100%, con massa adesiva extraforte all'ossido di zinco, spalmata in modo poroso per dare la massima tollerabilità e traspirabilità, con filo guida colorato.

Destinazione d'uso:

- Bendaggi sportivi.
- Bendaggi compressivi.
- Bendaggio funzionale nella terapia delle lesioni muscolari e tendinee.
- Distorsioni, lussazioni e strappi.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
508018	8 cm x 4,5 m	1 pz	8	 A927263196
508020	10 cm x 4,5 m	1 pz	10	 A951550185



- MORBIDA
- CONFORMABILE
- ANALLERGICA
- TRASPIRANTE
- PRESENZA DI FILO GUIDA CENTRALE COLORATO PER UNA FACILE APPLICAZIONE

EURELASTO

Benda elastica adesiva all'ossido di zinco

Benda elastica adesiva anallergica in cotone 100% con pasta all'ossido di zinco. Particolarmente indicata per bendaggi compressivi nel trattamento del complesso varicoso e nella profilassi della trombosi. È inoltre indicata come bendaggio funzionale nella terapia delle lesioni muscolari e tendinee, distorsioni, lussazioni e strappi.

Destinazione d'uso:

- Bendaggi compressivi.
- Trattamento del complesso varicoso e nella profilassi della trombosi.
- Bendaggio funzionale nella terapia delle lesioni muscolari e tendinee.
- Distorsioni, lussazioni e strappi.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
508006	6 cm x 4,5 m	8 pz	80	 A902018492
508008	8 cm x 4,5 m	8 pz	80	 A902018504
508010	10 cm x 4,5 m	8 pz	40	 A902018528



- FACILMENTE RIMOVIBILE DALLA CUTE IN MODO ATRAUMATICO
- FAVORISCE IL RIASSORBIMENTO DI EMATOMI
- PROPRIETÀ ANTINFIAMMATORIE
- FACILE DA APPLICARE

EUROZINC

Benda rigida anelastica con pasta all'ossido di zinco

Benda rigida con pasta all'ossido di zinco con spiccate attività antinfiammatorie. Di facile applicazione non crea punti di pressione che favoriscono l'effetto laccio/strozzatura.

Destinazione d'uso:

- Per la terapia delle ulcere degli arti inferiori causate da insufficienza venosa (vene varicose, sindrome post-flebitica ed edema venoso).
- Per il trattamento di distorsioni o come benda di supporto.
- Favorisce l'assorbimento di ematomi, contusioni ed edema.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
507005	10 cm x 5 m	1 pz	10	 A923327896
507007	10 cm x 7 m	1 pz	10	 A923327908
507010	10 cm x 10 m	1 pz	10	 A923327910



- FACILMENTE RIMOVIBILE DALLA CUTE IN MODO ATRAUMATICO
- FAVORISCE IL RIASSORBIMENTO DI EMATOMI
- PROPRIETÀ ANTINFIAMMATORIE
- FACILE DA APPLICARE

EUROZINC ELAST

Benda elastica con pasta all'ossido di zinco

Benda elastica con pasta all'ossido di zinco con spiccate attività antinfiammatorie. Indicata nella terapia delle ulcere degli arti inferiori causate da insufficienza venosa (vene varicose, sindrome post-flebitica ed edema venoso), per il trattamento di distorsioni e dopo la rimozione del gesso.

Destinazione d'uso:

- Per la terapia delle ulcere degli arti inferiori causate da insufficienza venosa (vene varicose, sindrome post-flebitica ed edema venoso).
- Per il trattamento di distorsioni o come benda di supporto.
- Favorisce l'assorbimento di ematomi, contusioni ed edema.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
506005	10 cm x 5 m	1 pz	10	 A923327922
506007	10 cm x 7 m	1 pz	10	 A923327934
506010	10 cm x 10 m	1 pz	10	 A923327946



- FACILMENTE RIMOVIBILE DALLA CUTE IN MODO ATRAUMATICO
- FAVORISCE IL RIASSORBIMENTO DI EMATOMI
- PROPRIETÀ ANTINFIAMMATORIE
- FACILE DA APPLICARE

EUROZINC ALGINATE

Benda semirigida refrigerante in una matrice idrocolloidale di alginato di sodio

Benda semirigida elastica, in gel ossido di zinco, refrigerante. Pronta all'uso, è facilmente modellabile ed adattabile ad ogni tipo di articolazione.

La matrice idrocolloidale garantisce un effetto rinfrescante per circa 4 ore.

Una volta asciutta è possibile ripristinare l'effetto refrigerante spruzzando acqua.

Destinazione d'uso:

- Per il trattamento della fase acuta di traumi articolari, muscolari, dei legamenti e dei tendini.
- Per la terapia delle ulcere degli arti inferiori causate dall'insufficienza venosa (vene varicose, sindrome post-flebitica ed edema venoso).
- Come benda di supporto.
- Come primo soccorso nei traumi sportivi.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
506035	8 cm x 5 m	1 pz	10	 A972659508
506027	10 cm x 7 m	1 pz	10	 A973645803



- FACILMENTE RIMOVIBILE DALLA CUTE IN MODO ATRAUMATICO
- FAVORISCE IL RIASSORBIMENTO DI EMATOMI
- PROPRIETÀ ANTINFIAMMATORIE
- FACILE DA APPLICARE

EUROZINC BIELAST

Benda bielastica all'ossido di zinco

Benda **elastica sia in senso longitudinale che trasversale**, impregnata con pasta all'ossido di zinco con spiccate attività antinfiammatorie, garantisce un ambiente umido e non si asciuga durante l'uso. Di facile applicazione, è ben tollerata dalla pelle.

È facilmente modellabile ed adattabile ad ogni tipo di articolazione.

Non è sterilizzabile, la sua rimozione è indolore, facile e precisa nel taglio.

Destinazione d'uso:

- Per la terapia delle ulcere degli arti inferiori causate da insufficienza venosa (vene varicose, sindrome post-flebitica ed edema venoso).
- Per il trattamento di distorsioni o come benda di supporto.
- Favorisce l'assorbimento di ematomi, contusioni ed edema.
- Per il trattamento della fase acuta di traumi articolari, muscolari, dei legamenti e dei tendini.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
506105	10 cm x 5 m	1 pz	10	 A975050283
506107	10 cm x 7 m	1 pz	10	 A975050360
506110	10 cm x 10 m	1 pz	10	 A975050321



- LAVABILE E RIUTILIZZABILE
- CONFORTEVOLE
- TRASPIRANTE
- ANALLERGICA
- RESISTENTE AGLI OLII E ALLE POMATE

FLEBIMED SHORT

Benda elastica compressiva a corta estensibilità

Benda elastica compressiva non aderente a corta estensibilità (<40%) in cotone e poliammide di colore pelle, anallergica e traspirante, riutilizzabile, resistente a ripetute trazioni e lavaggi, sterilizzabile. Dotata di fermagli.

Non si deforma né si lacera, si srotola facilmente senza provocare pieghe.

La tessitura morbida garantisce la traspirazione della pelle e non provoca irritazioni cutanee. È resistente agli olii e alle pomate. Latex free.

Destinazione d'uso:

- Da utilizzare per bendaggi di sostegno e di sollievo in caso di contusioni, distorsioni, lussazioni ed in caso di tendinopatie, per immobilizzazione delle articolazioni, per protezione contro gli ematomi in caso di ferite muscolari.
- Adatta per utilizzo flebologico (edemi, linfedemi, ulcus cruris, complesso sintomatico varicoso).

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
527008	8 cm x 5 m	1 pz	10	 A927263259
527010	10 cm x 5 m	1 pz	10	 A927263261



- LAVABILE E RIUTILIZZABILE
- CONFORTEVOLE
- TRASPIRANTE
- ANALLERGICA
- RESISTENTE AGLI OLII E ALLE POMATE

FLEBIMED MEDIA

Benda elastica compressiva a media estensibilità

Benda elastica compressiva non adesiva a media estensibilità (<70%) in puro cotone di colore pelle, anallergica e traspirante, riutilizzabile, resistente a ripetute trazioni e lavaggi, sterilizzabile. Dotata di fermagli. Di facile applicazione, non si deforma né si lacera. Consente una perfetta aderenza alle diverse conformazioni anatomiche. Si srotola facilmente senza la formazione di pieghe.

La tessitura morbida garantisce la traspirazione della pelle e non provoca irritazioni cutanee. È resistente agli olii e alle pomate. Latex free.

Destinazione d'uso:

- Per il trattamento dell'insufficienza venosa cronica.
- In caso di varicosi primaria e secondaria.
- Ulcere degli arti inferiori.
- Edema.
- Tromboflebiti.
- Flebotrombosi.
- Dopo terapia vaso sclerosante.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
527108	8 cm x 5 m	1 pz	10	 A927263297
527110	10 cm x 5 m	1 pz	10	 A927263309





- LAVABILE E RIUTILIZZABILE
- CONFORTEVOLE
- TRASPIRANTE
- ANALLERGICA
- RESISTENTE AGLI OLII E ALLE POMATE

FLEBIMED FORTE

Benda elastica a forte compressione ad elevata estensibilità

Benda monoelastica compressiva non aderente ad elevata estensibilità (160%) in cotone e poliuretano di colore pelle, anallergica e traspirante, riutilizzabile, resistente a ripetute trazioni e lavaggi, sterilizzabile. Dotata di fermagli.

Di facile applicazione, ha un elasticità permanente, non si deforma, non si lacera, si srotola facilmente senza la formazione di pieghe. La tessitura morbida garantisce la traspirazione della pelle e non provoca irritazioni cutanee.

È resistente agli olii e alle pomate. Latex free.

Destinazione d'uso:

- Bendaggio di sostegno e a forte compressione costante, ideale per il trattamento del complesso sintomatico varicoso.
- Da utilizzare anche per la prevenzione e la cura di traumi sportivi e da lavoro, indicato per il sostegno e lo scarico nelle distorsioni, lussazioni, contusioni e fratture leggere.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
527208	8 cm x 7 m	1 pz	10	 A927263335
527210	10 cm x 7 m	1 pz	10	 A927263347



- LAVABILE E RIUTILIZZABILE
- CONFORTEVOLE
- TRASPIRANTE
- ANALLERGICA
- RESISTENTE AGLI OLII E ALLE POMATE

FLEBIMED BIELAST

Benda bielastica compressiva ad elevata estensibilità

Benda bielastica compressiva non aderente ad elevata estensibilità in senso longitudinale (160%) e trasversale (80%) in cotone, poliammide e poliuretano, di colore pelle, anallergica e traspirante, riutilizzabile, resistente a ripetute trazioni e lavaggi, sterilizzabile. Dotata di fermagli. Non si deforma né si lacera, si srotola facilmente senza provocare pieghe. La tessitura morbida garantisce la traspirazione della pelle e non provoca irritazioni cutanee.

È resistente agli olii e alle pomate. Latex free.

Destinazione d'uso:

- Per bendaggi di sostegno e a forte compressione costante.
- Per bendaggi compressivi post trattamento chirurgico.
- Per il trattamento del complesso sintomatico varicoso.
- Da utilizzare anche per la prevenzione e la cura di traumi sportivi e da lavoro.
- Per il sostegno e lo scarico nelle distorsioni, lussazioni.
- L'estensibilità omnidirezionale la rende particolarmente adatta al bendaggio delle zone articolari.

Articolo	Misure	Contenuto	Imballo	Codice
527308	8 cm x 7 m	1 pz	8	 A927263374
527310	10 cm x 7 m	1 pz	8	 A927263386





LEGENDA DEI PRODOTTI

Preparazione del letto della ferita

PRODOTTO	Ferite croniche	Ferite acute	Ustioni di I grado	Ustioni di II grado	Ustioni di III grado	Ustioni di IV grado	Ferite infette
VULNOMED  • Funzione detergente: alterazione del PH vaginale e vulvovaginiti. • Funzione antisettica: riduce la carica batterica nelle lesioni infette. • Funzione disagregante: favorisce la disaggregazione dei biofilm nelle lesioni infette. • Funzione lenitiva: dermatite da pannolino, arrossamenti. • Funzione riparativa: lesioni, ustioni, eritemi abrasioni, escoriazioni, vesciche.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EURODRESSING  • Rapido assorbimento. • Ipoallergenica. • Particolarmente morbida. • Non disperde fibre. • Non aderisce alla ferita rispetto alle tradizionali garze in cotone. • Viene rimossa in maniera atraumatica. • Può essere utilizzata per rimuovere l'essudato e il tessuto necrotico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ferite da necrotiche a fibrinose

PRODOTTO	Ferite necrotiche secche	Ferite necrotiche moderatamente essudanti	Ferite necrotiche particolarmente essudanti	Essudazione
HYDROMED GEL  • Facile da applicare e da rimuovere. • Reidrata i tessuti necrotici, rimuovendoli delicatamente. • Assorbe l'eccesso di essudato dalla lesione. • Biocompatibile. • Trasparente per una medicazione della ferita più accurata. • Rilevante proprietà di idratazione. • Rimane in situ dopo l'applicazione.	✓	✓	✗	 Bassa
EUROSORB  • Altamente assorbente e conformabile. • Rilascia ioni di calcio sulla ferita. • Riduce il rischio di macerazione cutanea sui bordi perilesionali della ferita. • Si trasforma in un gel che non aderisce alla ferita e blocca la migrazione laterale dell'essudato. • Mantiene l'ambiente umido favorendo la guarigione della lesione. • Facile da rimuovere in modo atraumatico. • Rimane integro alla rimozione. • Trattiene l'essudato anche sotto bendaggio occlusivo. • Assorbimenti verticale.	✗	✓	✓	 Media Alta
EUROCELL HYDRO  • Forma un gel cristallino che aiuta a mantenere un ambiente umido per facilitare il processo di guarigione delle ferite. • Contribuisce alla rimozione del tessuto necrotico dalla ferita, senza danneggiare il tessuto neoformato. • È indicato per la gestione di ferite acute e croniche, parziali e a tutto spessore, moderatamente o fortemente essudanti. • Può essere rimosso in un unico pezzo, senza bisogno di irrigazione, senza rischio di rilascio di fibre. • Può essere utilizzato sotto bendaggi compressivi. • Non causa la macerazione dei bordi perilesionali della ferita. • Rimozione atraumatica. • EUROCELL HYDRO EXTRA Medicazione rinforzata in carbossimetilcellulosa.	✗	✓	✓	 Media Alta
EURODERM FOAM  • La medicazione si conforma perfettamente al letto della lesione promuovendo l'ambiente ideale per il processo di guarigione. • La particolare struttura "a bordo piatto" facilita l'applicazione di una medicazione secondaria di fissaggio (cerotto a nastro, film in poliuretano - Euroderm o Euroderm Roll - o benda coesiva) e garantisce un'ulteriore protezione dalla fuoriuscita di liquidi.	✗	✓	✓	 Alta
EURODERM FOAM SILICONE  • Altamente assorbente. • Rimozione indolore e senza traumi. • Non causa la macerazione dei bordi perilesionali della ferita. • Può essere utilizzata in terapie compressive. • Efficienza nei costi, non necessita di cambi frequenti.				

Ferite da necrotiche a granulose

PRODOTTO	Ulcere da pressione	Ulcere arteriose e venose	Ulcere del piede diabetico	Ferite da fibrinose a granuleggianti	Ferite da traumi	Usioni di II grado	Siti di tracheotomia e di drenaggio	Essudazione
EURODERM FOAM 								
EURODERM FOAM SILICONE 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	 Media Alta
EURODERM FOAM HEEL 	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	 Media Alta
EURODERM FOAM TRACHEO 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	 Media Alta

Ferite infette

PRODOTTO	Ulcere da pressione	Ulcere arteriosa e venosa delle gambe	Ulcere del piede diabetico	Ustioni di II grado	Ferite da prelievo	Innesto di pelle	Essudazione
SILVERMED SB  • Permeabile ad aria e vapore acqueo. • Ipoallergenica. • Morbida. • Cambi atraumatici. • Adattabile a qualsiasi superficie anatomica esterna. • Pronta all'uso e non necessita di attivazione. • Stimola la formazione del tessuto di granulazione e la conseguente riepitizzazione. • Riduce la presenza di tessuti devitalizzati. • Protegge la lesione da contaminazioni batteriche esogene. • Può essere tagliata. • Efficace nell'abbattimento degli odori. • Rilascia ioni argento mantendendo un ambiente batteriostatico all'interno della medicazione.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Bassa
SILVERMED  • Permeabile ad aria e vapore acqueo. • Ipoallergenica. • Morbida. • Cambi atraumatici. • Adattabile a qualsiasi superficie anatomica esterna. • Pronta all'uso e non necessita di attivazione. • Stimola la formazione del tessuto di granulazione e la conseguente riepitizzazione. • Riduce la presenza di tessuti devitalizzati. • Protegge la lesione da contaminazioni batteriche esogene. • Mantiene la lesione nelle condizioni ottimali di umidità. • Può essere tagliata. • Efficace nell'abbattimento degli odori. • Rilascia ioni argento mantendendo un ambiente batteriostatico all'interno della medicazione. • Non necessita di medicazione di fissaggio secondaria per la presenza dei bordi adesivi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Bassa

Ferite da granulose a epitelizzanti

PRODOTTO	Ulcere da pressione	Ulcere arteriose e venose	Ulcere da piede diabetico	Ferite da granulogegianti a ferite con tessuto neoformato	Ferite da traumi	Ustioni di II grado	Ferite acute superficiali	Innesto cutaneo	Essudazione
EURODERM FOAM PLUS CONCAVE  - Ideale per il tallone e ad altre zone del corpo morfologicamente simili. - Altamente assorbente e traspirante. - Rimozione indolore e senza traumi. - Può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavitare, garze, alginati, CMC, sotto bendaggi compressivi. - Morbido e confortevole. - Adesione sicura ai bordi perilesionali. - Non necessita di fissaggio secondario per la presenza di bordi adesivi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	 Bassa Media
EURODERM FOAM PLUS  - La medicazione si conforma perfettamente al letto della lesione promuovendo l'ambiente ideale per il processo di guarigione. - L'alta capacità di assorbimento della medicazione in schiuma di PU permette di ridurre il numero dei cambi garantendo comfort al paziente ed una riduzione dei costi nella gestione della ferita. - La particolare struttura "a bordo piatto" facilita l'applicazione di una medicazione secondaria di fissaggio (cerotto a nastro, film in poliuretano Euroderm o Euroderm Roll o benda coesiva) e garantisce un'ulteriore protezione dalla fuoriuscita di liquidi. - Altamente assorbente. - Rimozione indolore e senza traumi. - Non necessita di fissaggio secondario per la presenza di bordi adesivi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	 Bassa Media
EURODERM FOAM PLUS SACRAL 									
EURODERM FOAM PLUS SACRAL SILICONE  - Ideale per il tallone e ad altre zone del corpo morfologicamente simili. - Altamente assorbente e traspirante. - Rimozione indolore e senza traumi. - Può essere usato come medicazione secondaria in combinazione con medicazioni cavitare, garze, alginati, CMC, sotto bendaggi compressivi. - Morbido e confortevole. - Adesione sicura ai bordi perilesionali. - Non necessita di fissaggio secondario per la presenza di bordi adesivi. - La speciale forma anatomica permette alla medicazione di adattarsi all'area sacrale.	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	 Bassa Media
HYDROMED GEL  - Applicato sulla lesione reidratata i tessuti necrotici rimuovendoli delicatamente. - Assorbe l'eccesso di essudato dalla ferita. - Il gel ricrea un ambiente umido sulla superficie della lesione, impedendo la formazione di escare ed accelerando la migrazione delle cellule epiteliali. - Hydromed Gel è utilizzato per la detersione autolitica delle lesioni. - Elevata e persistente capacità di assorbimento. - Elevata forza coesiva del gel.	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	 Bassa Media

PRODOTTO	Ulcere da pressione	Ulcere arteriose e venose	Ulcere da piede diabetico	Ferite da granuleggianti a ferite con tessuto neoformato	Ferite da traumi	Ustioni di II grado	Ferite acute superficiali	Innesto cutaneo	Essudazione
EURODERM PLUS  • Molto facile da applicare. • Mantiene il microambiente umido della ferita in modo da promuovere la cicatrizzazione e ridurre il dolore. • Permette al paziente di fare regolarmente la doccia o il bagno. • È permeabile al vapore acqueo e all'aria evitando la macerazione della pelle e può essere lasciato fino a 5 giorni. • Protezione dall'acqua e dai batteri. • Trasparente. • Permette di monitorare lo stato di avanzamento della ferita. • Sottile e flessibile, si adatta ad ogni zona del corpo.	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	 Bassa



Medicazioni post operatorie / Ferite minori

PRODOTTO	Strato di contatto primario della ferita supportato da medicazione secondaria	Controllo del microambiente della ferita	Leggere ustioni	Medicazioni post operatorie	Piccole ulcere nella parte inferiore del corpo	Essudazione
EUODRESSING  • Rapido assorbimento. • Ipoallergenica. • Particolarmente morbida. • Non disperde fibre. • Non aderisce alla ferita rispetto alle tradizionali garze in cotone. • Viene rimossa in maniera atraumatica. • Può essere utilizzata per rimuovere l'essudato e il tessuto necrotico.	✓	✗	✓	✗	✓	 Bassa
EUOMED  • Facile da applicare. • Morbida e adattabile. • Non limita i movimenti della pelle. • Traspirante. • Rimozione atraumatica.	✗	✓	✓	✓	✓	 Bassa
EUOMETAL  • Dotata di tampone centrale assorbente vaporizzato con alluminio purissimo capace di garantire una cicatrizzazione più rapida. • Il tampone centrale non aderisce alla ferita permettendo un distacco indolore senza rilascio di residui. • Permeabile all'aria. • Traspirante. • L'alta conformabilità e adattabilità del supporto estensibile consente un'agevole applicazione su articolazioni e contorni difficili del corpo, non limitando i movimenti della pelle. • Rimozione atraumatica. • Garantisce un'azione antibatterica.	✗	✓	✓	✓	✓	 Bassa







 **eurofarm**[®]
ADVANCED MEDICAL DEVICES

